

  INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR DE ROSARIO	INSTRUCTIVO		INT 15-1
	Al Retirarse		<i>Fecha de emisión: 22-01-2016</i>
	<i>Área: CULTIVO CELULAR</i>		<i>Nro. Revisión: V1</i>
			<i>Fecha de revisión:</i>
Elaboró: Dolores Campos	Revisó: Fernando Soncini	Aprobó: Alejandro Vila	Página 1 de 1

- ◆ *Controle el nivel de llenado del frasco descartador de la bomba de vacío.*
- ◆ *Controle el nivel de CO₂ del tanque que alimenta la estufa gaseada.*
- ◆ *Controle nivel y contaminaciones del agua del interior de la estufa.*
- ◆ *Controle el nivel de los residuos sólidos.*
- ◆ *Limpie todas las áreas con alcohol 70%. No sólo de la cabina del Flujo Laminar, sino también de las mesadas.*
- ◆ *Tome 10 minutos para reponer los materiales de uso común de manera que el siguiente usuario pueda empezar a trabajar cuando llegar a la sala.*
- ◆ *Encienda la luz UV de la cabina y la de la sala. Si éstas no se apagan automáticamente, hágalo en 15 min.*
- ◆ *Cierre la Puerta*