

  INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR DE ROSARIO	<i>INSTRUCTIVO</i>		<b>INT 15-2</b>
	<i>Antes de empezar a trabajar</i>		<i>Fecha de emisión: 22-01-2016</i>
	<i>Área: CULTIVO CELULAR</i>		<i>Nro. Revisión: V1</i>
			<i>Fecha de revisión:</i>
<i>Elaboró: Dolores Campos</i>	<i>Revisó: Fernando Soncini</i>	<i>Aprobó: Alejandro Vila</i>	<i>Página 1 de 1</i>

➤ *Reserve horario de uso en la planilla/calendario que figura en la puerta de la sala, aclarando su nombre, laboratorio y observaciones de ser necesario, ej: invasión bacteriana.*

➤ *Asegúrese de tener todos los materiales necesarios, no sólo para realizar su trabajo, sino también para el aseo de la sala, descarte de materiales y líquidos.*

➤ *Encienda la luz UV de la Cabina de Seguridad durante 15 min.*